

VideoLaringoscopio VL3R



Marca: HugeMed
Codigo de Producto: VLHM0001
Disponibilidad: 2

Precio: S/10.350,00

Short Description

VIDEO LARINGOSCOPIO CON HOJAS REUSABLES

MODELO : VL3R

MARCA : SHENZHEN HUGEMED

PROCEDENCIA: CHINA

Descripción

Especificaciones Técnicas

Pantalla LCD de 3.5 "

Alta resolución de 2M pixeles, 640 x 480 RGB

Función de cámara/Obtenga una cámara en serie presionando el botón en el mango para entrenamiento y presentación.

Carga de la imagen y el video por el puerto USB.

Iluminación por LED.

Salida para conexión a un monitor extern, conveniente para entrenamiento y presentación

Batería de litio recargable.

120 minutos de trabajo continuo.

Voltaje : 3.7V

Capacidad : 3200mAh

Tiempos de carga & tiempo : ?300 veces; 4-6h.

Entrada de voltaje : 100-250V, 50/60Hz

Salida de voltaje : 5V., 1000 mA

Función antiniebla exclusiva al encender sin precalentar. Mango de diseño ergonómico cómodo.

Hoja de laringoscopio antimicrobiana

Hoja de laringoscopio reutilizable, esterilizarse con limpiador y reutilizarse mil veces.

Incluye :

- Video laringoscopio
- 03 Hojas reutilizables para para uso pediátrico / adulto / obeso

Product Gallery

